

S · E · Y · S · S · O

Sonický kartáček SEYSSO Carbon BASIC EDITION

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Gratulujeme k prvnímu kroku pro zdravé zuby

Než si začnete užívat veškeré výhody, které s sebou sonická technologie nese, věnujte prosím čas pečlivému prostudování tohoto uživatelského manuálu.

BALENÍ OBSAHUJE:

- 1 čistící hlavici
- Tělo kartáčku
- Přenosnou nabíječku

ZAPOJENÍ A NABÍJENÍ

Kartáček je vybaven vodotěsným tělem. Je navržen pro bezpečné použití v koupelně a jeho jedinečný vzhled se do ní jistě bude hodit.

Ale pozor: není určen pro použití pod vodou.

- Zapojte nabíječku do elektřiny a tělo kartáčku vložte do nabíječky.
- Během nabíjení světelný indikátor bliká, při plném nabití trvale svítí. Nabíjení trvá nejméně 24 hodin. Poté kartáček můžete pravidelně používat až 6 týdnů bez dalšího nabíjení.
- Pro udržení maximálního výkonu při každodenním používání by měl být kartáček stále umístěn v nabíječce.
- Nehrozí riziko přebíjení baterie.

Použití sonického kartáčku

Hlavici kartáčku upevněte na tělo. Poté na její vlákna naneste malé množství zubní pasty. Doporučujeme používat zubní pastu, která je bezpečná a vhodná pro vaše zuby.

Ideální volbou je zubní pasta, která byla vyvinuta speciálně pro čištění zubů sonickými zubními kartáčky. S jakýmkoli dotazem se neváhejte obrátit na náš tým specialistů, který je vám k dispozici prostřednictvím našich webových stránek.

Pokud chcete zabránit nepříjemnému rozstříknutí zubní pasty, umístěte hlavici kartáčku do úst ještě předtím, než kartáček zapnete. Sonický kartáček je vyroben tak, aby vašim zubům poskytl optimální podmínky pro čištění.

Po dvou minutách se kartáček automaticky vypne.

Vylepšená rychlost

Vysokorychlostní vibrace jsou přednastaveny do 3 režimů, díky kterým můžete kartáček přizpůsobit svým potřebám. Výkonné sonické vlny se pohybují rychlostí 62 000 a 82 000 pohybů za minutu v módech: Soft (jemné čištění), Clean (čištění) a Massage (masáž).

JAK PŘEPÍNAT MEZI JEDNOTLIVÝMI REŽIMY?

Stisknutím tlačítka kartáček zapnete, vypnete a budete také přepínat mezi jednotlivými režimy.

Pokud je kartáček v určitém režimu používán déle než 5 sekund, stisknutím tlačítka jej vypnete.

Zmáčknete-li tlačítko na kartáčku jednou, automaticky se zapne v režimu Clean (čištění).

- Pro přepnutí z režimu Clean (čištění) do režimu Soft (jemné čištění) stiskněte tlačítko podruhé.
- Chcete-li využít masážní mód, stiskněte tlačítko ještě jednou.
- Po stisknutí tlačítka se rozsvítí indikátor s příslušným označením zvoleného režimu.
- Chcete-li kartáček vypnout, stiskněte tlačítko. Pokud je kartáček právě v módu Clean (čištění), bude třeba jej pro vypnutí stisknout třikrát; pokud je v režimu Soft (jemné čištění), je třeba jej stisknout dvakrát; a je-li v masážním režimu, je třeba jej stisknout jednou.

DOPORUČENÁ ÚDRŽBA:

- Po čištění zubů hlavici opláchněte pod tekoucí vodou.
- Sejměte hlavici z těla kartáčku a obě části opláchněte pod tekoucí vodou. Než vložíte tělo kartáčku do nabíječky, osušte jej.
- Před čištěním nabíječky se ujistěte, že je vypojená ze zásuvky. K čištění nabíječky používejte vlhký hadřík.

Důležité upozornění: Nečistěte nabíječku pod tekoucí vodou ani ji do vody neponořujte.

- Odložte nabíječku na suché a bezpečné místo.
- Nazapojte nabíječku do zásuvky dokud není zcela suchá.

Výměna čistící hlavice: aby mohla čistící hlavice prostřednictvím svých pohybů naplno ukázat účinnost sonické technologie, musí pevně přiléhat k tělu kartáčku.

Před prvním použitím zubního kartáčku SEYSSO může být na kovový kolík nanášeno malé množství maziva. Takové ošetření umožní snadnou a rychlou výměnu hlavice.

Prohlášení: zubní kartáček je v souladu s příslušnými ustanoveními platných zákonů.

V souladu s životním prostředím obsahuje kartáček nabíjecí baterii.

PŘED POUŽITÍM POZORNĚ ČTĚTE:

TYTO POKYNY USCHOVEJTE

Pouze pro domácí použití

- Tento výrobek neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel sám opravit.
- Nepoužívanou nabíječku skladujte ji na suchém a bezpečném místě.
- Před použitím rozpleťte napájecí kabel.
- V případě poruchy kartáček nedemontujte ani nevyměňujte žádnou jeho součástku. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte prosím servis Seysso.
- Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn v autorizovaném servisu. Kontaktujte prosím servis Seysso.
- Pokud vám kartáček upadl, vyměňte před jeho dalším použitím čistící hlavici, i když na ní není patrné žádné poškození. Pokud zástrčka nezapadá do zásuvky, kontaktujte kvalifikovaného technika. Nepokoušejte se zařízení opravit sami.

Dvouletá omezená záruka

SEYSSO poskytuje záruku na profesionální sonický kartáček proti závadám způsobeným špatným zpracováním nebo vadnými materiály. Záruka je platná od data zakoupení po dobu 2 let. Pro případné uplatnění záruky, prosím pečlivě uschovejte doklad o nákupu.

V případě, že váš výrobek používáte správně, ale přesto nefunguje, můžete v rámci uplatnění záruky kontaktovat servisní poradce společnosti SEYSSO. Vadný výrobek bude bezplatně nahrazen. Záruka se nevztahuje na:

1. Kosmetické vady,
2. Poškození způsobená:
 - (a) Nehodou, nesprávným užíváním, nedbalostí, komerčním užíváním nebo vlastními opravami produktu;
 - (b) Nesprávným provozem nebo údržbou produktu;
 - (c) Připojením k nesprávnému napětí;
 - (d) Pokusem o opravu nebo opravou prováděnou jinde než v SEYSSO.

Záruku nelze uplatnit po jakémkoli pokusu o otevření zařízení nebo jeho příslušenství. Nárok na záruku musí být doložen přiměřenými důkazy. Datum reklamace musí být v záruční lhůtě. Náklady na dopravu nejsou vratné. Za žádných okolností se nesnažte seškrábat nebo jakkoli jinak odstranit povlak z těla kartáčku. Všechny trvalé rýhy budou považovány za kosmetické vady a tudíž nebudou kryty zárukou. Záruka se vztahuje pouze na součásti, které přímo ovlivňují fungování produktu.

Kartáček

Model: PSTB01/SCST20

Příkon: 100-240 V, 50/60 HZ

Výkon: 1,2 W

Li-ion baterie



PROFIMED s.r.o.

Business Park Prague Chrástany

Za Tratí 236, budova D

252 19 Chrástany

www.profimed.cz