

# FOREO



## ISSA™ play - ZAČÍNÁME

Kombinace flexibilního a ergonomického designu se snadno vyměnitelnými AAA bateriemi činí z kartáčků ISSA™ play vhodné a vždy dostupné řešení péče o ústní dutinu. Odolná hybridní hlava kombinuje ultra-hygienický silikon s polymerovými vlákny PBT. Ta garantují intenzivnější čištění, přičemž kartáček zůstává jemný k dásním. Zajiště sílu technologie využívající sonického kmitu se stejnou lehkostí pohybu jako u ručního kartáčku.

Tato příručka obsahuje základní pokyny a doporučení, jak používat sonické kartáčky FOREO.

### PŘED POUŽITÍM SI, PROSÍM, PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Zařízení používejte pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu.

## POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ISSA™ play:

**ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:** Pouze pro použití doma a podporu celkové ústní hygieny při čištění zubů a dásní.

1. **NANESTE ZUBNÍ PASTU.** Naneste vhodnou zubní pastu.  
Kartáček ISSA™ play spustíte stiskem středového tlačítka (kartáček zapínejte v ústech).
2. **ČISTĚTE:** Čistěte zuby širokými krouživými pohyby po dobu 2 minut; 30 sekund v každém kvadrantu úst.
3. **VYPLÁCHNĚTE:** Vypněte zařízení stiskem stejného středového tlačítka. Vypláchněte si ústa i zubní kartáček ISSA™ play vodou. Pro čerstvý a zářivý úsměv čistěte dvakrát denně!

## ÚDRŽBA A BEZPEČNOST

Aby byl váš přístroj FOREO neustále v optimálním stavu, doporučujeme následující:

Kartáček po každém použití vyčistěte a opláchnete vlažnou vodou. Doporučujeme používat silikonový čisticí sprej FOREO a opláchnout teplou vodou k dosažení optimálního výsledku. Poté osušte hadříkem nebo ručníkem. K čištění přístroje nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem alkoholu, benzínu nebo acetonu. Nepoužívejte zubní pasty s obsahem bělidla.

## PRO OPTIMÁLNÍ BEZPEČNOST

- Poradte se svým lékařem o používání kartáčku ISSA™ play, jestliže Vás k tomu vedou zdravotní důvody.
- Objeví-li se během používání kartáčku FOREO jakékoliv potíže, přestaňte svůj přístroj používat a poradte se se svým lékařem.
- Kartáček nenechávejte na přímém slunci a nevystavujte jej extrémním teplotám a vařící vodě.

## INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platná v EU a ostatních evropských zemích se systémem sběru tříděného odpadu). Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že nesmí být s tímto přístrojem nakládáno jako s domovním odpadem, a že by po skončení životnosti měl být přístroj přinesen na příslušné sběrné místo, které je určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.



## SPECIFIKACE

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>MATERIÁLY:</b>               | Silikon + PBT vlákna |
| <b>VELIKOST:</b>                | 159 x 30 x 24 mm     |
| <b>HMOTNOST:</b>                | 61 g                 |
| <b>BATERIE:</b>                 | 2x AAA               |
| <b>DOBA POUŽITÍ:</b>            | až 800 použití       |
| <b>POHOTOVOSTNÍ REŽIM:</b>      | 180 dnů              |
| <b>FREKVENCE:</b>               | 216 Hz               |
| <b>MAXIMÁLNÍ HLADINA HLUKU:</b> | <50 dB               |
| <b>ROZHRANÍ:</b>                | 1 tlačítkové         |

Pracovní režim: nepřetržitý provoz  
Cílové uživatelé: děti ve věku 0-4 roky  
Doporučená místa použití: domácnosti a hotely  
Prostředí použití: Teplota: 5° až 40° Celsia  
Vlhkost: 40 % až 80 %  
Atmosférický tlak: 800 až 1060 hPa

**Zřeknutí odpovědnosti:** Uživatelé používají tento přístroj na své vlastní riziko. Ani společnost FOREO, ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za případná zranění nebo škody, fyzické či jiné, které vyplývají přímo nebo nepřímo z používání tohoto přístroje. Společnost FOREO si dále vyhrazuje právo čas od času revidovat publikaci a provádět změny v jejím obsahu, aniž by musela o takové revizi či změně kohokoliv informovat. Za účelem zlepšení může být model bez předchozího upozornění změněn.

© 2015 FOREO AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. DOVOZCE A DISTRIBUTOR V EU: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, ŠVÉDSKO DOVOZCE A DISTRIBUTOR V USA: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA; VYROBENO SPOLEČNOSTÍ FOREO AB  
NAVRŽEN A VYVINUT SPOLEČNOSTÍ FOREO SWEDEN. [www.foreo.com](http://www.foreo.com)

PROFIMED s.r.o.  
Business Park Prague Chrástany; Za Tratí 236, budova D 252 19 Chrástany [www.profimed.cz](http://www.profimed.cz)

