

S · E · Y · S · S · O
baby

Seyssso Baby Penguin - sonický kartáček dětský
návod k použití

Prosím přečtěte si pozorně manuál

S · E · Y · S · S · O
baby

Děti by měly být při používání kartáčku pod dohledem.

Produkt není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dětem by nemělo být dovoleno si s přístrojem hrát, čistit jej nebo opravovat. Kartáček může být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pouze pod dohledem zkušené a zodpovědné osoby, která zaručí jejich bezpečnost.

Neponořujte kartáček na příliš dlouhou dobu do vody. Nesnažte se u výrobku měnit jiné části než baterii a čistící hlavici. Nevystavujte výrobek vysokým teplotám ani přímému slunečnímu světlu. Dbejte na to, aby baterie byla vložena správnou polaritou. Nenabíjejte nenabíjecí baterie.

Nabíjecí baterie je před nabíjením třeba vyjmout ze zařízení. Vybitá baterie by měla být bezpečně zlikvidována. Nezkratujte žádné části zařízení.



PROFIMED s.r.o.

Business Park Prague Chrášťany

Za Tratí 236, budova D

252 19 Chrášťany

www.profimed.cz

Výměna čistící hlavice

Vyjmutí: otočte hlavici proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ji směrem nahoru.

Nasazení: nasadte hlavici a otočte s ní po směru hodinových ručiček.

Poznámka: značka na krku hlavice musí být zarovnána se značkou na těle kartáčku.

Výměna baterie

Otočte krytem na konci kartáčku proti směru hodinových ručiček.

Vložte novou AAA baterii.

Zarovnejte značku na krytu baterie se značkou na těle kartáčku.

Specifikace	
Materiál: Dupont Nylon/ABS/PETG/TPE	Zdroj napájení: 1 x AAA baterie
Frekvence: 16 000 pohybů za minutu	
Velikost produktu: 28 x 25 x 135 mm	Standard: GB4706.59-2008

Model: BFST

Sériové číslo: 08/2017

