


POWER WHITENING KIT

Wireless Accelerator & 6 x Power Whitening Gel



Inhaltsstoffe/Ingrédients/Ingredients/Ingredients/Ingrediënten:

Propylene Glycol, Glycerin, Aqua, PAP, Cellulose Gum, PVP, Menthol, Sodium Hydroxide



facebook.com/smilepen
instagram.com/smilepens

www.smilepen.ch
info@smilepen.ch

SwissWhite GmbH
Blegistrasse 11A
CH-6340 Baar/ZG – Switzerland

smp products GmbH
Peter mayr Strasse 8
6020 Innsbruck – Austria

Kühl und Trocken aufbewahren
Store in a cool and dry place
Conserver dans un endroit frais et sec
Conservare in luogo fresco e asciutto
Koel en droog bewaren

Made in P.R.C.

6 x 5ml e

Das Power Whitening Kit sorgt für maximale Bleaching Resultate und bis zu 70% weisser Zähne. Das Set beinhaltet 6 Power Whitening Gel Pens für maximale Resultate in wenigen Tagen. Der kabellose Whitening Accelerator mit 32 Rot und Blauen WaveLight LED's ist geeignet für die Anwendung zu Hause oder Unterwegs und lässt sich ganz einfach über das mitgelieferte Kabel laden.

Anwendung

1. Reinigen Sie Ihre Zähne mit einer Zahnbürste.
2. Nun drücken Sie solange am Ende des Pens, bis Bleaching Gel austritt.
3. Tragen Sie das Gel auf alle sichtbaren Zähne gleichmässig auf. Achten Sie darauf, dass das Gel Ihr Zahnfleisch nicht berührt.
4. Umschliessen Sie das Whitingen LED mit den Lippen und starten Sie die Zahnauffhellung über den Timerknopf.
5. Je nach Grad der Verfärbungen können Sie das Bleaching Gel für 15–30 Minuten einwirken lassen.
6. Entfernen Sie den Accelerator und waschen Sie den Mund mit warmem Wasser aus. Anschliessend können Sie das überschüssige Gel mit einer Zahnbürste und Zahnpasta entfernen. Die Home Bleaching Produkte werden ganz einfach mit Wasser gereinigt.
7. Sie können das Zahnbleaching einmal täglich anwenden, bis das Ergebnis Ihren Wünschen entspricht.

Empfehlung

Vor der ersten Anwendung stellen Sie sicher, dass Sie keine unbehandelten Karies oder Gingivitis haben. Im Zweifel lassen Sie sich vor der Anwendung von einem Zahnarzt beraten. Bitte beachten Sie, dass es natürliche Unterschiede in der Zahnfarbe des Menschen gibt. Ein dunklerer Ton der Zahnfarbe lässt sich nicht in einen ganz hellen verwandeln, auch nicht durch eine längere Anwendungsdauer: Machen Sie ein Vergleichsfoto ihrer Zähne vor der ersten Behandlung, um die Verbesserung besser beurteilen zu können.

Bei Auftreten von Empfindlichkeitsreaktionen wie gereiztem Zahnfleisch oder schmerzempfindlichen Zähnen, reduzieren Sie die Anzahl und die Dauer der Anwendungen, um die Symptome zu mindern, ohne jedoch ganz auf die Anwendung verzichten zu müssen. Die Empfindlichkeit des Zahnfleischs und der Zähne ist meist vorübergehend und sollte nach Beendigung der Anwendung innerhalb von wenigen Tagen restlos verschwinden.

Die Verwendung einer speziellen Zahncreme für empfindliche Zähne hilft zusätzlich.

Bitte beachten Sie, dass die Anwendung des Produkts auf eigene Gefahr erfolgt und für fehlerhafte Anwendung jede Haftung abgelehnt wird.

Warnhinweise

- Kontakt mit den Augen vermeiden
- Sofort Augen spülen, falls das Erzeugnis mit den Augen in Berührung gekommen ist
- Vor der ersten Anwendung Ihren Zahnarzt konsultieren
- Vor der Anwendung innenliegende Benutzer- und Sicherheitsinformationen aufmerksam lesen
- Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 18 Jahren bestimmt
- Anwendung während maximaler 7 aufeinander folgender Tage und nicht mehr als einmal pro Tag
- Gelegentlich kommt es bei der Anwendung zu gereiztem Zahnfleisch sowie schmerzempfindlichen Zähnen.
- Nicht anwenden bei unbehandelten Karies und bekannter Gingivitis
- Falls Sie gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe allergisch sind, kontaktieren Sie bitte vor einer Anwendung Ihren Zahnarzt
- Produkt von Kindern fernhalten

Le Power Whitening Kit assure des résultats de Bleaching optimaux et des dents à 70 % plus blanches. Le kit contient 6 Power Whitening Gel Pens pour des résultats optimaux en peu de jours seulement. Le Whitingen Accelerator sans fil équipé de 32 WaveLight LEDs rouges et bleues convient pour l'utilisation à domicile ou en déplacement et peut être rechargé simplement au moyen du câble compris dans la livraison.

Utilisation

1. Nettoyez vos dents avec une brosse à dents.
2. À présent, appuyez sur l'extrémité du Pen jusqu'à ce que le Bleaching Gel apparaisse.
3. Appliquez le gel uniformément sur toutes les dents visibles. Assurez-vous que le gel ne touche pas vos gencives.
4. Entourez la whitening LED avec vos lèvres et commencez le blanchiment des dents en appuyant sur la touche de minuterie.
5. Vous pouvez laisser agir le Bleaching Gel de 15 à 30 minutes selon le degré de décoloration des dents.
6. Retirez l'Accelerator et rincez-vous la bouche avec de l'eau chaude. Vous pouvez ensuite enlever l'excédent de gel avec une brosse à dents et du dentifrice. Les produits Home Bleaching peuvent être tout simplement nettoyés avec de l'eau.
7. Vous pouvez répéter la procédure de blanchiment une fois par jour jusqu'à ce que vous ayez atteint le résultat souhaité.

Conseils

Avant la première utilisation, assurez-vous que vous n'avez pas de carie non soignée ou de gingivite. En cas de doute consultez un dentiste avant toute utilisation. Considérez le fait que la couleur des dents varie naturellement d'un individu à un autre. Une couleur plus saturee des dents ne se laisse pas beaucoup éclaircir, même avec une application plus longue. Faites une photo pour comparer la couleur de vos dents avant la première application, afin de mieux en évaluer l'amélioration.

En cas de réaction d'hypersensibilité telle que l'irritation de la gencive ou l'hypersensibilité des dents à la douleur, réduisez le nombre et la durée des applications pour diminuer les symptômes, sans pour autant devoir renoncer complètement au traitement. La sensibilité des gencives et des dents est la plupart du temps temporaire et devrait disparaître totalement en quelques jours une fois terminée l'application.

L'utilisation d'une creme spéciale additionnelle pour dents sensibles peut vous aider.

Veillez noter que l'utilisation du produit s'effectue à vos propres risques et périls et toute responsabilité est déclinée en cas d'usage incorrect.

Avvertimenti

- Eviter tout a contact avec les yeux
- Rincer immédiatement avec de l'eau si le produit entre en contact avec les yeux
- Consulter votre dentiste avant la première application
- Lire attentivement les informations d'utilisation et de sécurité avant toute application
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 18 ans
- Application pendant 7 jours consécutifs maximum et pas plus qu'une fois par jour
- Il peut se produire de façon occasionnelle une irritation de la gencive ou une l'hypersensibilité des dents à la douleur
- Ne pas utiliser en cas de carie non soignée ou de gingivite
- En cas d'allergie à un ou plusieurs des composants, consultez votre dentiste avant utilisation
- Tenir hors de portée des enfants

Power Whitening Kit garantisce i massimi risultati di sbiancamento e fino al 70% di denti più bianchi. Il set comprende 6 Power Whitening Gel Pens per i massimi risultati in soli pochi giorni. Whiteing Accelerator wireless con 32 LED WaveLight rossi e blu è adatto per l'uso a casa o in viaggio e può essere facilmente ricaricato tramite il cavo in dotazione.

Applicazione

1. Pulire i denti con uno spazzolino da denti.
2. Premere sull'estremità della penna fino a quando fuoriesce il gel sbiancante.
3. Applicare il gel in modo uniforme su tutti i denti. Assicurarsi che il gel non entri in contatto con la gengive.
4. Trattare l'Whitening LED con le labbra e iniziare a sbiancare premendo il pulsante del timer.
5. A seconda del grado di decolorazione, lasciar agire il gel sbiancante per 15–30 minuti.
6. Estrarre l'Acceleratore e risciacquare la bocca con acqua calda. Ora rimuovere il gel in eccesso con spazzolino e dentifricio. I prodotti Home Bleaching vengono risciacquati semplicemente con acqua.
7. Bilenzi zubni možete provadēt jednu dennē, dokud nedosāhnete požadovaného výsledku.

Consigli

Prima di effettuare la prima applicazione, assicuratevi di non avere nessuna caria non curata o gingivite. In caso di dubbio consultate un dentista prima di procedere con l'applicazione. Considerate il fatto che esistono differenze naturali del colore dei denti tra gli individui. Un colore più scuro non si lascia sbiancare molto, anche con un'applicazione più lunga. Fate una foto per paragonare i Vostri denti prima dell'applicazione per poter valutare il miglioramento.

In caso di reazioni di ipersensibilità come gengive irritate o denti ipersensibili al dolore, ridurre il numero e la durata delle applicazioni per diminuire i sintomi, senza però dover rinunciare completamente alle applicazioni.

L'ipersensibilità delle gengive è nella maggior parte dei casi transitoria e dovrebbe sparire totalmente in pochi giorni dopo l'ultima applicazione.

L'utilizzo di una crema speciale aggiuntiva per i denti può aiutare.

Considerate che l'utilizzo del prodotto si intende a proprio rischio e pericolo ed ogni responsabilità per un utilizzo scorretto verrà respinta.

Avvertimenti

- Evitare il contatto con gli occhi
- Se il prodotto viene a contatto con gli occhi sciacquare immediatamente
- Consultate il vostro dentista prima del primo utilizzo
- Leggete attentamente le informazioni per gli utenti e sulla sicurezza allegate prima dell'uso
- Questo prodotto non è destinato a essere usato da persone di età inferiore a 18 anni
- Applicare al massimo durante 7 giorni consecutivi e non più di una volta al giorno
- Durante l'applicazione, possono apparire in modo occasionale sia un'irritazione della gengiva che un'ipersensibilità del dente al dolore
- Non utilizzare in caso di caria non curate o di gengivite
- In caso di allergia ad uno o più dei componenti, consultare un dentista prima dell'applicazione.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini

Bélicí sada Power zaručuje maximální bělicí účinky a až o 70% bělejší zuby. Sada obsahuje 6 bělicích gelových per Power pro maximální výsledky během několika dní. Bezdrátový bělicí urychlovač s 32 červenými a modrými LED světly je vhodný pro použití doma nebo na cestách a může být snadno nabitý pomocí přiloženého káblu.

Použití

1. Kartáčkem si vyčistíte zuby.
2. Zatlačíte na konec pera, dokud se neobjeví bělicí gel.
3. Gel rovnoměrně nanásejte na všechny viditelné zuby. Ujistěte se, že se gel nedostane do kontaktu s vašimi dásněmi.
4. Uzavřete bělicí LED urychlovač svými rty a pomocí časovačového tlačítka začnete s bělením.
5. V závislosti na stupni zbarvení můžete nechat bělicí gel působit 15–30 minut.
6. Vyjměte urychlovač a vypláchněte ústa teplou vodou. Poté za použití kartáčku a zubní pasty odstraňte nabytýčtý gel. Produkty pro domácí bělení se snadno čistí vodou.
7. Bělení zubů můžete provádět jednou denně, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.

Doporučení

Před prvním použitím se ujistěte, že nemáte žádné neošetřené zubní kazy nebo zánět dásní. Pokud si nejste jisti, poraďte se před použitím se zubním lékařem. Vezměte prosím na vědomí, že se barevnost lidských zubů přirozeně liší. Tmavší odstín zubu nelze změnit na velice světlý odstín, ani po delším používání. Vyfotě si zuby před prvním použitím, abyste mohli posoudit výsledky zplnění.

Pokud máte citlivé zuby, jako např. podrážděné dásně nebo zuby citlivé na bolest, snižte počet a dobu trvání ošetření, abyste snížili příznaky a nemuseli se tak úplně dále ošetřovat. Citlivost dásní a zubů je obvykle dočasná a měla by zcela zmizet během několika dní po ošetření.

Také pomůže použití zubní pasty na citlivé zuby.

Vezměte prosím na vědomí, že použití produktu je na vaše vlastní riziko a jakákoli odpovědnost za nesprávné použití bude odmítnuta.

Upozornění

- Vyvarujte se kontaktu s očima
- Oči ihned opláchněte, pokud se produkt s nimi dostal do kontaktu.
- Před prvním použitím se poraďte s lékařem
- Před použitím si důkladně prostudujte uživatelské a bezpečnostní informace.
- Tento produkt není určen pro použití osobami mladšími 18 let.
- K použití maximálně 7 po sobě jdoucích dní a ne častěji než jedenkrát denně
- Během použití může příležitostně dojít k podráždění dásní nebo zvýšení citlivosti zubů.
- Produkt nepoužívejte, pokud máte neošetřené kazy a zánět dásní.
- Pokud jste alergičtí na jednu nebo více složek, kontaktujte před použitím svého zubního lékaře. Uchovávejte mimo dosah dětí

A nagy hatékonyságú fehérítő szett maximális fehérítő hatást és akár 70%-kal fehérebb fogakat biztosít. A szett 6 extra erős fehérítő zselés tollat tartalmaz, amelyekkel néhány nap alatt maximális eredményt érhet el. A vezeték nélküli fehérítés gyorsító 32 vörös és kék WaveLight LED-el alkalmas otthoni vagy utazás során való használatra, és könnyen feltölthető a hozzá adott vezetékkel.

Használat

1. Tisztítsa meg fogát fogkefével.
2. Nyomja a toll végét addig, míg a fehérítő zselé ki nem jön.
3. Vigye fel a zselét egyenletesen minden látható fogfelületre. Ügyeljen arra, hogy a zselé ne érintkezzen az ínyével.
4. Vegye a fehérítő LED-et az ajkai közé, és kezdje meg a fehérítést a visszazsámláló segítségével.
5. A fehérítő zselét az elszineződés mértékétől függően 15-30 percig hagyja hatni.
6. Távolítsa el a gyorsító, és öblítse ki a száját meleg vízzel. Ezután távolítsa el a fölösleges zselét egy fogkefével és fogkrémmel. A Home Bleaching (házi használatra készült fehérítő) termékek egyszerűen, vízzel tisztíthatók.
7. A megfehérítő naponta egyszer használhatja, ameddig el nem érte a kívánt eredményt.*

Ajánlás

Az első használat előtt ellenőrizze, hogy nincsen tömötlen luk valamelyik fogában, vagy nem szenved-e ingyulladásában. Ha nem biztos a válaszában, kérje ki egy fogorvos véleményét. Kérjük, vegye számításba, hogy az emberek fogai között természetes szineltérés van. Sötétebb árnyalatú fog nem változtatható nagyon világossá, még a szert tartós használatával sem. Készítsen fényképet a fogáról összehasonlítás céljából az első kezelés előtt, hogy a változást jobban értékelhesse.

Ha érzékeny a kezelésre, pl. íny irritációt tapasztal, vagy foga fájni kezd, csökkentse a kezelések számát és időtartamát a tünetek csökkentése érdekében; a kezelést nem szükséges abbahagyni. Az ínyek és a fogak érzékenysége általában átmeneti jelenség, és használat után néhány nappal spontán is elmúlik.

Segíthet az is, ha speciális, érzékeny fogakra való fogkrémet használ.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a termék mindenképp a saját kockázatára használja, és a helytelen használatból eredő pénzügyi felelősségvesztést vissszautasítjuk.

Felhasználási feltételek

- Kerülje a termék szemmel való érintkezését!
- Öblítse ki a szemet azonnal, ha a termék bekerült.
- Első használat előtt kérdezze meg fogorvosát!
- Használat előtt figyelmesen olvassa el a csomagoláson található felhasználói útmutatót és a biztonsági tájékoztatót.
- A termék 18 évvel idősebb felhasználók számára készült.
- 7 egymást követő nap alkalmazandó, naponta egynél nem többször.
- A használat során esetenként előfordulhat, hogy íny irritációt tapasztal, és a fogai megfájdulnak.
- Ha van nem tömött foga, vagy ingyulladásában, tartózkodjon a termék használatától.
- Ha Ön bármelyik összetevőre allergiás, kérje ki fogorvos véleményét a termék használatáról.
- Tartsa a terméket gyermekektől távol!

Zsetav do wybielania Power Whitening Kit zapewnia maksymalne efekty i aż do 70% bielez zęby. Zawiera 6 żeli wybielających Power Whitening Pens, zapewniających uzyskanie maksymalnych efektów w ciągu kilku dni. Bezprzewodowy produkt przyspieszający wybielanie zębów z 32 czerwonymi i niebieskimi diodami LED WaveLight jest odpowiednio do użytku w domu lub w podróży i można go łatwo naładować za pomocą dołączonego kabla.

Zastosowanie

1. Wyczyść zęby za pomocą szczoteczki do zębów.
2. Naciśnij końcówkę aplikatora, aby żel wybielający wydostał się na zewnątrz.
3. Nałoż żel równomiernie na wszystkie widoczne zęby. Upewnij się, że żel nie dotyka dziąseł.
4. Zamknij w ustach diodę LED wspomagającą wybielanie i rozpocznij proces wybielania, naciskając przycisk timera.
5. W zależności od stopnia przebarwienia żel wybielający powinien działać przez 15 do 30 minut.
6. Wyjmij produkt przyspieszający wybielanie i przepłucz jamę ustną ciepłą wodą. Następnie usuń nadmiar żelu za pomocą szczoteczki i pasty do zębów. Domowe produkty wybielające można po prostu usunąć za pomocą wody.
7. Wybielanie zębów można wykonywać raz dziennie, aż do uzyskaniażądanego efektu.

Zalecenie

Przed pierwszym zastosowaniem upewnij się, że nie masz nieuleczonej próchnicy lub zapalenia dziąseł. W razie wątpliwości przed użyciem skonsultuj się z lekarzem. Pamiętaj, że ludzkie zęby w naturalny sposób różnią się kolorem. Ciemniejszy odcień zębów nie może zostać zmieniony w bardzo jasny, nawet po dłuższym okresie użytkowania produktu. Zrób zdjęcie porównawcze swoich zębów przed pierwszym zabiegiem, aby lepiej ocenić poprawę ich stanu.

W przypadku wystąpienia nadwrażliwości, takiej jak podrażnienie dziąseł lub wrażliwość zębów, należy zmniejszyć liczbę zabiegów i czas ich trwania w celu ograniczenia niepożądanych objawów, bez konieczności całkowitego zrezygnowania z wybielania. Nadwrażliwość dziąseł i zębów jest zazwyczaj tymczasowa i powinna ustąpić całkowicie w ciągu kilku dni po stosowaniu produktu.

W takiej sytuacji pomagają również używanie specjalnej pasty do wrażliwych zębów.


Należy pamiętać, że użytkownik korzysta z produktu na własne ryzyko i producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidowane użycie.

Ostrzeżenie

- Unikaj kontaktu z oczami
- Jeśli produkt dostanie się do oczu, natychmiast je przepłucz.
- Przed pierwszym użyciem skonsultuj się z dentystą
- Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z informacjami dotyczącymi użycia wewnętrznego i bezpieczeństwa.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia.
- Stosuj go maksymalnie przez 7 kolejnych dni i nie więcej niż jeden raz dziennie.
- Czasami podczas aplikacji może wystąpić podrażnienie dziąseł i wrażliwość zębów.
- Nie należy stosować w przypadku nieuleczonej próchnicy i zapalenia dziąseł.
- Jeśli masz alergię na jeden lub więcej składników, przed użyciem skontaktuj się z dentystą.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci

POWER WHITENING KIT

Wireless Accelerator & 6 x Power Whitening Gel



Inhaltsstoffe/Ingrédients/Ingredients/Ingredients/Ingrediënten:
Propylene Glycol, Glycerin, Aqua, PAP, Cellulose Gum, PVP, Menthol, Sodium Hydroxide



facebook.com/smilepen
instagram.com/smilepens

www.smilepen.ch
info@smilepen.ch

SwissWhite GmbH
Blegistrasse 11A
CH-6340 Baar/ZG – Switzerland

smp products GmbH
Peter mayr Strasse 8
6020 Innsbruck – Austria

Kühl und Trocken aufbewahren
Store in a cool and dry place
Conserver dans un endroit frais et sec
Conservare in luogo fresco e asciutto
Koel en droog bewaren

Made in P.R.C.

6 x 5ml e

The Power Whitening Kit ensures maximum bleaching results and up to 70% whiter teeth. The set includes 6 Power Whitening Gel Pens for maximum results in a few days. The wireless Whitening Accelerator with 32 Red and Blue WaveLight LEDs is suitable for use at home or on the road and can be easily charged using the included cable.

Application

1. Clean your teeth with a toothbrush.
2. Press the end of the pen until bleaching gel comes out.
3. Apply the gel evenly to all visible teeth. Make sure that the gel does not touch your gums.
4. Enclose the whitening LED with your lips and start the teeth whitening process with the timer button.
5. Depending on the degree of discolouration, you can let the bleaching gel work for 15–30 minutes.
6. Remove the accelerator and rinse your mouth with warm water. Then remove the excess gel with a toothbrush and toothpaste. The Home Bleaching products are simply cleaned with water.
7. You can apply the tooth whitening once a day until you have achieved the result you desire.

Recommendation

Before the first application, make sure you have no untreated caries or gingivitis. If unsure, consult a dentist before use. Please note that human teeth naturally differ in colour. A darker shade of tooth cannot be turned into a very light shade, not even after prolonged use. Take a comparative photo of your teeth before the first treatment to better assess the improvement.

If you experience a sensitivity reaction, such as irritated gums or pain-sensitive teeth, reduce the number and duration of treatments to reduce symptoms, without having to give up the treatment altogether. The sensitivity of gums and teeth is usually temporary and should subside completely within a few days after application.

Using special toothpaste for sensitive teeth also helps.

Please note that the use of the product is at your own risk and any liability for incorrect use will be rejected.

Warning

- Avoid contact with eyes
- Rinse eyes immediately if the product has come into contact with eyes.
- Consult your dentist before using for the first time
- Read internal user and safety information carefully before use.
- This product is not intended for use by persons under the age of 18.
- To be applied over a maximum 7 consecutive days and not more than once per day
- Occasionally irritated gums and pain-sensitive teeth may occur during application.
- Do not use in the case of untreated caries and known gingivitis.
- If you are allergic to one or more of the ingredients, please contact your dentist before use.
- Keep product away from children

De Power Whitening Kit zorgt voor een maximaal bleaching resultaat en tot maximaal 70% wittere tanden. De set bevat 6 Power Whitening Gel Pens voor maximale resultaten in een paar dagen. De draadloze Whitening Accelerator met 32 rode en blauwe WaveLight leds is geschikt voor de toepassing thuis of onderweg en kan heel eenvoudig worden opgeladen via de meegeleverde kabel.

Toepassing

1. Reinig uw tanden met een tandenborstel.
2. Druk nu zolang op het uiteinde van de pen, totdat er Bleaching Gel uitkomt.
3. Breng de gel gelijkmatig aan op alle zichtbare tanden. Zorg ervoor dat de gel uw tandvlees niet raakt.
4. Omsluit de Whitening LED met de lippen en start de tandopheldering met de timerknop.
5. Afhankelijk van de graad van verkleuring kunt u de Bleaching Gel 15–30 minuten laten inwerken.
6. Verwijder de accelerator en spoel de mond met warm water. Aansluitend kunt u de overtollige gel met een tandenborstel en tandpasta verwijderen. De home bleaching producten worden heel eenvoudig met water gereinigd.
7. U kunt de tandbleaching eenmaal per dag toepassen totdat het resultaat aan uw wensen voldoet.

Aanbeveling

Zorg er vóór de eerste toepassing voor dat u geen onbehandelde caries of gingivitis heeft. Raadpleeg bij twijfel een tandarts voordat u dit product gebruikt. Houd er rekening mee dat er natuurlijke verschillen in de tandkleur van mensen bestaan. Een donkere tint tandkleur kan niet worden omgezet in een zeer heldere, ook niet door een langere toepassingsduur. Maak voor de eerste behandeling een vergelijkingsfoto van uw tanden om de verbetering beter te kunnen beoordelen.

Bij het optreden van gevoeligheidsreacties zoals geïrriteerd tandvlees of pijngevoelige tanden, vermindert u het aantal en de duur van de toepassingen, om de symptomen te verminderen, echter zonder de volledige toepassing te moeten stopzetten. De gevoeligheid van het tandvlees en de tanden is meestal van voorbijgaande aard en zou na het einde van de toepassing na enkele dagen volledig moeten verdwijnen.

Bovendien helpt het gebruik van een speciale tandcrème voor gevoelige tanden.

Houd er rekening mee dat de toepassing van het product op eigen risico is en dat elke aansprakelijkheid voor onjuiste toepassing wordt afgewezen.

Waarschuwing

- Vermijd contact met de ogen
- Spoel de ogen onmiddellijk uit als het product met de ogen in aanraking is gekomen
- Raadpleeg uw tandarts vóór de eerste toepassing
- Lees de interne gebruikers- en veiligheidsinformatie aandachtig vóór de eerste toepassing
- Dit product is niet bestemd voor personen onder de 18 jaar
- Toepassing gedurende maximaal 7 opeenvolgende dagen en niet meer dan eenmaal per dag
- Af en toe kan de toepassing geïrriteerd tandvlees en pijngevoelige tanden veroorzaken.
- Niet toepassen bij onbehandelde caries en bekende gingivitis
- Als u allergisch bent voor een of meer ingrediënten, neem dan voor gebruik contact op met uw tandarts
- Product uit de buurt van kinderen houden

Усиленный отбеливающий набор гарантирует максимальный отбеливающий результат и до 70% более белых зубов. В набор входит 6 гелевых ручек с усиленным отбеливателем для достижения максимального результата за несколько дней. Беспроводной ускоритель отбеливания с 32 красными и синими светодиодами WaveLight подходит для использования дома или в дороге и может легко заряжаться с помощью прилагаемого кабеля.

Применение

1. Почистите зубы с помощью зубной щетки.
2. Нажмите на кончик ручки, пока не появится отбеливающий гель.
3. Нанесите гель равномерно на все видимые зубы. Гель не должен касаться десен.
4. Зажмите ускоритель губами и начните процесс отбеливания, нажав кнопку таймера.
5. В зависимости от степени близости ваших зубов, отбеливающий гель должен работать в течение 15–30 минут.
6. Выньте ускоритель и сполосните рот теплой водой. Затем удалите остатки геля зубной щеткой с зубной пастой. Изделия для отбеливания чистятся просто водой.
7. Набор для отбеливания можно применять раз в день до достижения желаемого результата.

Рекомендация

Перед первым применением убедитесь, что на зубах нет необработанных кариес кариеса, а десны не воспалены. В случае неуверенности проконсультируйтесь у стоматолога. Учтите, что цвет зубов человека естественным образом имеет разные оттенки. Более темный тон зубов невозможно превратить в очень светлый тон даже после продолжительного отбеливания. Сделайте фото своих зубов до первого отбеливания, чтобы потом можно было оценить улучшение.

Если у вас возникает чувствительная реакция, такая как раздражение десен или боль в чувствительных зубах, снизьте количество и длительность процедур, чтобы уменьшить симптомы, не оставляя процедуры. Чувствительность десен и зубов – обычно временное явление, которое должно полностью исчезнуть в течение нескольких дней после применения.

Также может помочь использование специальной зубной пасты для чувствительных зубов.

Учтите, что вы используете продукт на свой страх и риск, и мы снимаем с себя всякую ответственность за неправильное применение.

Предупреждение

- Избегайте попадания в глаза
- Немедленно промойте глаза, если продукт попал в глаза.
- Проконсультируйтесь со своим стоматологом перед первым использованием
- Перед использованием внимательно прочтите информацию об использовании и безопасности.
- Этот продукт не предназначен для использования лицами моложе 18 лет.
- Применяется максимум 7 дней подряд и не чаще одного раза в день
- Иногда во время применения может возникнуть раздражение десен и боль в чувствительных зубах.
- Не используйте при нелеченном кариесе и воспалении десен.
- Если у вас есть аллергия на один или несколько ингредиентов, перед применением обратитесь к стоматологу.
- Храните продукт в недоступном для детей месте

Bleiacca súprava so silným účinkom zabezpečuje maximálne výsledky bielenia a až o 70 % bišie zuby. Súprava obsahuje 6 bieliacich gélových pier so silným účinkom Power Whitening Gel Pens pre maximálne výsledky za niekoľko dní. Bezdrôtový urýchľovač bielenia s 32 červenými a modrými svetelnými diódami (LED) je vhodný na použitie doma alebo na cestách a dá sa ľahko nabíjať pomocou priloženého kábla.

Použitie

1. Vyčistite si zuby zubnou kefkou.
2. Stlačte koniec pera, kým nevyjde bieliaci géľ.
3. Naneste géľ rovnomerne na všetky zuby, ktoré sú viditeľné. Uistite sa, že sa géľ nedotýka vašich ďasien.
4. Zovrite bieliacu svetelnú diódu (LED) perami a spustíte proces bielenia zubov pomocou tlačidla časovača.
5. V závislosti od stupňa sfarbenia môžete nechať bieliaci géľ pôsobiť 15 až 30 minút.
6. Odstráňte urýchľovač a vypláchnite si ústa teplou vodou. Následne odstráňte prebytočný géľ zubnou kefkou a zubnou pastou. Výrobky na domáce bielenie jednoducho vyčistíte vodou.
7. Bielenie zubov môžete aplikovať raz denne, až kým nedosiahnete požadovaný výsledok.

Odporúčanie

Pred prvou aplikáciou sa uistite, či nemáte žiadne neliečené kazy alebo zápal ďasien (gingivitídu). Ak si nie ste ničím istý, pred použitím sa poraďte so zubárom. Vezmite na vedomie, že ľudské zuby sa prirodzene líšia farbou. Tmavší odtieň zuba sa nedá zmeniť na veľmi svetlý odtieň, dokonca ani po dlhodobom používaní. Pred prvým ošetrením urobte fotografiu zubov na porovnanie, aby ste vedeli zlepšenie lepšie posúdiť.

Ak sa u vás vyskytne reakcia z precitlivosti, ako sú podráždené ďasná alebo zuby citlivé na zmesi, znížte počet ošetrení a ich trvanie, aby ste zmierili príznaky bez toho, aby ste sa museli úplne vzdať liečby. Citlivosť ďasien a zubov je zvyčajne dočasná a má sa úplne ustúpiť do niekoľkých dní po aplikácii.

Pomáha aj používanie špeciálnej zubnej pasty na citlivé zuby.

Vezmite na vedomie, že výrobok používate na vaše vlastné riziko a akákoľvek zodpovednosť za nesprávne používanie bude z našej strany zamietnutá.

Varovanie

- Vyhnete sa kontaktu s očami
- Ak sa výrobok dostal do kontaktu s očami, okamžite ich vypláchnite.
- Pred prvým použitím sa poraďte so svojím lekárom
- Pred použitím si pozorne prečítajte interné informácie týkajúce sa používateľa a bezpečnosti.
- Tento výrobok nie je určený na použitie osobami mladšími ako 18 rokov.
- Použitie maximálne 7 po sebe nasledujúcich dní a nie častejšie ako raz denne
- Priležitostne sa môžu vyskytnúť podráždené ďasná a zuby citlivé na bolesť.
- Nepoužívajte v prípade neliečeného kazu a známeho zápalu ďasien (gingivitídy).
- Ak ste alergický na jednu alebo viac zložiek lieku, pred použitím sa obráťte na svojho zubára.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí

El kit de blanqueamiento Power garantiza los máximos resultados de blanqueamiento y dientes hasta un 70% más blancos. El juego incluye 6 bolígrafos de gel blanqueadores para obtener los máximos resultados en unos pocos días. El acelerador de blanqueamiento inalámbrico con 32 LED WaveLight rojos y azules es adecuado para su uso en el hogar o en la carretera y se puede cargar fácilmente con el cable incluido.

Uso

1. Limpiese los dientes con un cepillo.
2. Presione el extremo del bolígrafo hasta que salga el gel blanqueador.
3. Aplique el gel de manera uniforme en todos los dientes visibles. Asegúrese de que el gel no toque sus encías.
4. Encija el LED de blanqueamiento con sus labios e inicia el proceso de blanqueamiento dental con el botón del temporizador.
5. Dependiendo del grado de decoloración, puede dejar actuar el gel blanqueador durante 15-30 minutos.
6. Retire el acelerador y enjuague su boca con agua tibia. Luego retire el exceso de gel con un cepillo de dientes y pasta de dientes. Los productos Home Bleaching se limpian con agua.
7. Puede aplicar el blanqueamiento dental una vez al día hasta conseguir el resultado que desea.

Recomendación

Antes de la primera aplicación, asegúrese de no tener caries o gingivitis sin tratar. Si no está seguro, consulte a un dentista antes de usar el dispositivo. Tenga en cuenta que los dientes humanos difieren en color de forma natural. Un tono de diente más oscuro no se puede convertir en un tono muy claro, ni siquiera tras un uso prolongado. Tome una foto comparativa de sus dientes antes del primer tratamiento para evaluar mejor la mejora.

Si experimenta una reacción de sensibilidad dental, como encías irritadas o dientes sensibles al dolor, reduzca el número y la duración de los tratamientos para reducir los síntomas, sin tener que abandonar el tratamiento por completo. La sensibilidad de las encías y los dientes suele ser temporal y debería desaparecer por completo unos días después de la aplicación.

El uso de pasta de dientes especial para dientes sensibles también ayuda.

Tenga en cuenta que el uso del producto es bajo su propio riesgo y se rechazará cualquier responsabilidad por uso incorrecto.

Atención

- Evite el contacto con los ojos
- Enjuague los ojos inmediatamente si el producto ha entrado en contacto con los mismos.
- Consulte a su dentista antes de usarlo por primera vez
- Lea atentamente la información de seguridad y del usuario antes de usar el dispositivo.
- Este producto no está diseñado para que lo utilicen personas menores de 18 años.
- Aplicar durante un máximo de 7 días consecutivos y no más de una vez al día
- En ocasiones pueden aparecer encías irritadas y dientes sensibles al dolor durante la aplicación.
- No usar en caso de caries y gingivitis no tratadas.
- Si es alérgico a uno o más de los ingredientes, póngase en contacto con su dentista antes de usarlo.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños